

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

Время сменить ваш привычный адгезив



Он остался в прошлом.

Каждое поколение адгезивов имеет свои преимущества и недостатки.

Будучи одним из мировых лидеров в области технологии производства стоматологических адгезивов, 3М выделяется во всех категориях: от 4-го поколения до 7-го. Каждое поколение имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, двухкомпонентный адгезив Adper™ Scotchbond™ долгое время считался золотым стандартом стоматологических адгезивов, но сегодня стоматологи хотят получить более простые в использовании материалы. Например, один бонд обеспечивает оптимальную адгезию с дентином, но не годится для адгезии с эмалью. Толщина пленки также накладывает ограничения для использования при бондинге прямых реставраций.

Именно поэтому универсальные* адгезивы 3М произвели революцию в бондинге реставрации зубов.

			
4-е поколение	5-е поколение	6-е поколение	7-е поколение
Двухкомпонентный адгезив Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose Plus <ul style="list-style-type: none">• Тотальное протравливание• Прямые реставрации• Бондинг не прямых реставраций требует использования катализатора и активатора (с композитным цементом, напр., самоадгезивным композитным цементом RelyX™ Ultimate)• Флакон• Бондинг с использованием самоотверждающихся цементов и цементов двойного отверждения и композитов (с активатором и катализатором)• Отдельные этапы протравливания, нанесения праймера и адгезии	Стоматологический адгезив Adper™ Single Bond 2 <ul style="list-style-type: none">• Тотальное протравливание• Прямые реставрации• Флакон• Отдельные этапы протравливания и праймера/адгезии	Самопротравливающий адгезив Adper™ Prompt™ L-Pop™ <ul style="list-style-type: none">• Самопротравливание• Прямые реставрации• Унидозы• Снижает риск возникновения постпломбировочной чувствительности• Перед применением необходимо смешать два жидких компонента	Самопротравливающий адгезив Adper™ Easy One <ul style="list-style-type: none">• Самопротравливание• Селективное протравливание• Прямые реставрации• Флакон• Снижает риск возникновения постпломбировочной чувствительности• Нанесение за один этап

* Универсальный - адгезив, позволяющий работать в трех техниках протравливания, подходит для прямых и не прямых реставраций

Это — будущее

Адгезив, который отличается от других

Вам больше не придется тратить время на выбор адгезива в каждой конкретной ситуации, потому что новейший адгезив 3M™ Single Bond Universal одноэтапного нанесения справится с реставрацией в трех техниках протравливания.

Уникальная технология стоматологического адгезива Single Bond Universal позволяет выполнять бондинг, восстанавливать, запечатывать и производить любые другие действия, а также применять его для широкого диапазона прямых и непрямых реставраций.

А наиболее примечательным качеством является сочетание надежной прочности сцепления с простотой использования, что упрощает процесс восстановления зубов и улучшает ежедневную практику стоматолога.

Теперь вы можете оптимизировать запас расходных материалов и повысить свою производительность всего одним простым действием: просто замените свой обычный адгезив на Single Bond Universal.



Стоматологический адгезив 3M™ Single Bond Universal

- Тотальное протравливание
- Самопротравливание
- Селективное протравливание
- Прямые реставрации
- Праймер для непрямых реставраций
- Бондинг непрямых реставраций (с композитным цементом, например, самоадгезивным композитным цементом RelyX™ Ultimate)
- Флакон
- Унидозы
- Удобный в применении уникальный флакон с откидной крышкой для контроля дозирования
- Бондинг самоотверждающихся цементам и композитов, а также цементам и композитов двойного отверждения
- Практически отсутствует послеоперационная чувствительность независимо от используемой техники протравливания*
- Одноэтапное нанесение в один слой

Стоматологический адгезив 3M™ Single Bond Universal



Идент. №	Информация о продукте
41266	Адгезив стоматологический Single Bond Universal в отдельных упаковках: флакон, РУ № РЗН 2017/5981 Набор включает: Флакон с адгезивом на 5 мл – 1 шт.; одноразовые палетки для смешивания – 50 шт.; одноразовые микрощеточки – 50 шт.; дозирующие насадки – 25 шт.; шприц с протравливающим гелем на 3 мл – 1 шт.
41925	Адгезив Стоматологический Adper Prompt L-Pop, обычная упаковка, 40 унисдоз, РУ № ФСЗ 2009/04256 Флакон с адгезивом на 5 мл: 1 шт.
41926	Адгезив Стоматологический Adper Prompt L-Pop, большая упаковка, 100 унисдоз, РУ № ФСЗ 2009/04256 40 унисдоз: Включает 40 шт.
41263	Дозатор с протравочным гелем Sctochbond Universal в комплекте с наконечниками для дозатора (2 упаковки по 25 штук)

3M

Уполномоченный представитель на территории РФ АО «3М Россия»
108811, г. Москва, г. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: +7(495) 784 7474
Тел.: +7(800) 250 8474
(звонок бесплатный)
www.3MRussia.ru

3M, ESPE, Adper, Scotchbond, L-POP, RelyX являются торговыми марками компании 3M. Товар зарегистрирован на территории РФ. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
© 3M 2020. Все права защищены