

Компания IOS является независимым инновационным производителем ортодонтических продуктов класса «люкс» в США для ортодонтосвоя страны и всего мира.

# ортодонтические Адгезивы IOS Впервые в Рокада Мед

BAND  
GUARD™



- Быстрый и простой способ установки колец с высокой прочностью
- Выделение фтора способствует реминерализации и предотвращает декальцификацию под кольцами
- Светоотверждаемый Band Guard 5 г.

арт. # 17-211-100

BAND  
GUARD™  
plus



ВКЛЮЧАЯ 5 НАКОНЕЧНИКОВ  
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ TIPS

**Band Guard plus - стеклоиномерный цемент с выделением фтора**

- Автоматическое смешивание
- Двойное отверждение
- Доступен в 2х цветах:

Оттенки синего: артикул # 17-211-120

Оттенок A2: артикул # 17-211-121

Экономит время с помощью наконечника для автосмешивания. Больше никакого беспорядочного смешивания! Химическое отверждение через 3-5 минут или немедленное отверждение